

PODMÍNKY UŽITÍ

Výstupní kontrola:

Výstupná kontrola:

Jméno:

Meno

Podpis:

Podpis:

Identifikační -títek / Typ výrobku (vypsat):

Identifikační -títek / Typ výrobku (vypísa):

Toaletní vozík pojízdný TV 212 Toaletný vozík pojazdný TV 212 Návod k použití Návod na použitie

Podmínky užití:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s Návodem k použití výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být udržován, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by povinná závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacie musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejce přes internet, alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamace musí uživatel nepochybně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplnit poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním -títkem. Jsou-li údaje na identifikačním -títku nečitelné, chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno po živě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zasílání výrobce neodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží v čistě a hygienicky nezávadném, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby výrobek byl reklamován nebo že byla provedena základní údržba nebo oprava výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení v běžném používání, zejména na znečištění, opotřebení, i poškození potahu, plastových částí, opotřebení brzd, opotřebení dezénu a defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným použitím, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku a neodborným zacházením s ním.
10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.
11. Doba uplatnění práva z vady nelze zaměřovat s uplitnou dobou, tj. dobou, po kterou je správně používání a správné ošetřování, včetně údržby, lze zohlednit ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci udržovat.

Záručné podmínky:

1. Na výrobek se vztahuje záruka na dobu 24 měsíců od data předání.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ku kterému je určen a používatelem se musí řídit pokyny uvedenými v návodu na použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s Návodem na použití výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně používán, ošetřován, udržován a skladován pod pokyny uvedených v návodu na použití.
4. Každou vzniknutou závadu je nutné ihned po její zistení opravit. Za závady vzniknuté následkem dalšího používání výrobku, bez opravy povodnej závady, nese plnú zodpovednosť používateľ.
5. Reklamácia musí byť uplatnená u predajcu (zahŕňa aj predajcov cez internet alebo alternatívnych), kde bol výrobok zakúpený. Uplatnenie reklamácie sa riadi príslušnými paragrafmi Občianskeho a iných zákonov SR.
6. Pri uplatnení reklamácie musí používateľ nespochybnite ne preukázať, že u predajcu tovar / výrobok zakúpil. Pre urýchlenie vyriadenia reklamácie sa používateľovi doporučuje predložiť doklad o zakúpení výrobku a vyplnený záručný list s výrobným číslom reklamovaného tovaru.
7. Výrobca umiestňuje na výrobok identifikačný -títek. Ak sú údaje na identifikačnom -títku nečitelné, alebo ak chýbajú úplne, môže byť používateľ vyzvaný, aby totožnosť reklamovaného tovaru doložil.
8. Reklamačný proces možno zahájiť, pokiaľ je reklamovaný tovar zaslaný dôkladne zabalený a zaistený proti poškodeniu. Je veľmi vhodné zaslať reklamovaný tovar v originálnom obale. Za poškodenie reklamovaného tovaru vzniknutého pri jeho zasielaní výrobca neodpovedá. Majiteľ je povinný predložiť reklamovaný tovar riadne vyčistený a hygienicky nezávadný podľa obecných hygienických zásad. Majiteľ nemôže pri reklamáci požadovať, aby v priebehu reklamačného procesu miesto neho bola prevezená základná údržba alebo oprava tovaru.
9. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené ich obvyklým používaním, najmä na znečistenie, opotrebenie, i poškodenie potahu, plastových dielov, opotrebenie brzd, opotrebenie dezénu a defekt pneumatík. Záruka taktiež stráca platnosť, ak závady boli spôsobené nedovoleným prešvihom, nehodou, mechanickým poškodením, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku a neodborným zachádzaním s ním.
10. Záručnú dobu nie je možné zamieňať s dobou užívania, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby možno tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v konštrukcii riadne používať.

Datum prodeje (den, měsíc, rok):

Dátum predaja (deň, mesiac, rok):

Jméno (příjmení), telefon, razítko a podpis prodejce:

Meno (prijmenie), telefón, razítko a podpis predávajúceho:

Výrobce a distributor v ČR:

PATRON Bohemia a.s.
eskolipská 3419
CZ- 27601 Mlník, Česká Republika
tel.: +420-315 630 111
fax.: +420-315 630 199
reha.cz@patron.eu
www.patron.eu



1. Pojízdný toaletní vozík má sklopné opěrky rukou, odklápěcí trubkovou podnožku a odklopné sedátko.
2. Je vhodný jak do domácností, tak i do ústavů a nemocnic.
3. Má velmi snadnou údržbu.
4. Pojezdová kola o průměru 127 mm jsou otočná, s přední a zadní brzdou.
5. Kostra rámu je vyrobena z ocelových chromovaných trubek.
6. Vozík se skládá z ocelové kostry, plastové sedací desky bílé s drféky pro toaletní nádobu, toaletní nádoby s víkem a drfékem, odklápěcí krycí aluminové desky, odklopnými opěrkami rukou a otáčecími kolečky.
7. Toaletní nádobu vyndáte, odklopíte krycí aluminovou desku, plastovou sedací desku a poté toaletní nádobu vysunete směrem nahoru, nebo stoupnete - li si za vozík a vysunete ji z drféku směrem k sobě. Při nasazení zasuňte od sebe.
8. Vozík zabrzdíte sešlápnutím obou pedálů na zadních kolech.
9. Při použití a manipulaci vozíku neohrožujte uživatele, Vás ani ostatní.
10. Vozík uložte na suché a bezpečné místo.
11. Uživatele vozíku nikdy nenechte bez dozoru.
12. Uživatele vozíku nenechte vstávat a sedat bez asistence druhé osoby.
13. Nestoupejte na podnožku.
14. Brzda musí být použita vždy, když si uživatel sedá nebo vstává.
15. Vozík omývejte teplou vodou se saponátem a osušte.

Technické údaje:

Výška sedadla	52 cm
Celková výška	92 cm
Celková šířka	48 cm
Celková hmotnost	16 kg
Nosnost	100 kg

1. Pojízdný toaletný vozík má sklopné opierky rúk, odklápaciu trubkovú podnožku a odklopné sedátko.
2. Je vhodná do domácností, ústavov i nemocníc.
3. Má veľmi miernu údržbu.
4. Pojazdné kolesá s priemerom 127 mm sú otočné so prednou a zadnou brzdou.
5. Kostra rámu je vyrobena z ocelových chromovaných trubek.
6. Vozík sa skladá z ocelovej kostry, plastovej sedacej desky bielej s drfékou pre toaletnú nádobu, toaletnú nádobu s víkom a drfékou, odklápaciu kryciu aluminovú desku, odklopnými opěrkami rukou a otáčecími kolečkami.
7. Toaletnú nádobu vytiahnete, keď odklopíte kryciu aluminovú dosku, plastovú sedaciu dosku a potom toaletnú nádobu vysuniete smerom hore, alebo sa postavte za vozík, vysunete ju z drfékov smerom k sebe. Pri nasadzovaní zasuňte od seba.
8. Vozík zabrzdíte zašlápnutím oboch pedálov na zadných kolesách.
9. Pri použití a manipulácii s vozíkom neohrožujte uživateľa a, Vás ani ostatných.
10. Vozík odložte na suché a bezpečné miesto.
11. Uživateľa a vozíka nikdy nenechajte bez dozoru.
12. Uživateľa a vozíka nenechajte vstávať a sadáť bez asistencie druhej osoby.
13. Nestúpajte na podnožku.
14. Brzda musí byť použitá vždy, keď si užívateľ sadá alebo vstáva.
15. Vozík umývajte teplou vodou so saponátom a osušte ho.

Technické údaje:

Výška sedadla	52 cm
Celková výška	92 cm
Celková šírka	52 cm
Celková hmotnosť	16 kg
Nosnosť	100 kg